

頸椎醫學枕型號表

(依據頸枕的高度、弧度，及頸枕墊片調整量身配置)

【嬰兒枕】 3  4

型號B：3公分 0～2歲

4公分 3～4歲

【兒童枕】 5  6

型號C：5公分 5～6歲

4公分 7～8歲

【成人枕】

型號6A：6公分 短弧度

型號6B：6公分 中弧度



將半張頸枕墊片置於頸枕高的一側下方

型號6.5A：6.5公分 短弧度

型號6.5B：6.5公分 中弧度



將一整張 (一對) 頸枕墊片置於頸枕下方

型號6.5AA：6.5公分 短弧度

型號6.5BB：6.5公分 中弧度



將一對頸枕墊片對折後，置於頸枕高的一側下方

型號6.5A2：6.5公分 短弧度

型號6.5B2：6.5公分 中弧度

型號7A：7公分 短弧度

型號7B：7公分 中弧度

型號7C：7公分 長弧度




將半張頸枕墊片置於頸枕高的一側下方

型號7.5A：7.5公分 短弧度

型號7.5B：7.5公分 中弧度

型號7.5C：7.5公分 長弧度



將一整張 (一對) 頸枕墊片置於頸枕下方

型號7.5AA：7.5公分 短弧度

型號7.5BB：7.5公分 中弧度

型號7.5CC：7.5公分 長弧度



將一對頸枕墊片對折後，置於頸枕高的一側下方

型號7.5A2：7.5公分 短弧度

型號7.5B2：7.5公分 中弧度

型號7.5C2：7.5公分 長弧度

8公分～9公分以此類推。

型號10B：10公分 中弧度

型號10C：10公分 長弧度



將半張頸枕墊片置於頸枕高的一側下方

型號10.5B：10.5公分 中弧度

型號10.5C：10.5公分 長弧度



將一整張 (一對) 頸枕墊片置於頸枕下方

型號10.5BB：10.5公分 中弧度

型號10.5CC：10.5公分 長弧度



將一對頸枕墊片對折後，置於頸枕高的一側下方

型號10.5B2：7.5公分 中弧度

型號10.5C2：7.5公分 長弧度